


PACS система DICOM клиент/сервер AS\_DCU / Dgate Рабочая станция Модель

**VIMeN (Video Information Medical Network)** AS GSV1k Michelangello v2.5



## 2D Обработка и Визуализация Медицинских DICOM Изображений высокого разрешения

Графическая База Данных "AS\_AVGBase-2k02" Mодуль "AS\_SDE" (DICOM экспорт TV серий 1k\*1k\*12b - Series DICOM Export)

# Модуль Графической Базы Данных "AS\_AVGBase-2k02" — DICOM экспорт TV 1k\*1k\*12b(16b) 30/60fps — "AS\_SDE-1k" (Series DICOM Export)

Модуль **AS\_SDE-1k** предназначен для захвата TV- кино изображений форматом **1k\*1k\*12b** (в **16b**) с частотой до 25/30 кадров/сек в память компьютера, с последующим экспортом данных в **DICOM** формат.


В памяти компьютера организуется кольцевой банк кадров, для возможности просмотра последнего блока кадров (Серии), включая захваченные одиночные кадры.

Максимальное количество кадров определяется объемом выделенной под эту функцию объемом памяти из расчета 1 кадр = 2MB, или при 25 кадров/сек, 1 сек = 50MB.

Модуль оцифровки и просмотра состоит из двух блоков:

- 1. Блок Захвата и Просмотра TV-кино изображений с Экспортом серии кадров AS Grab1k.
- 2. Блок Обязательных сопровождающих данных для блока 1 "Центр управления".

Fig. 18. Захват и Просмотра TV- кино изображений и Экспорт в DICOM формат - AS Grab1k.



#### 6.1. Оцифровка потока TV кадров в модуле **AS SDE-1k**.

Непрерывная оцифровка и захват **TV** кадров инициализируется кнопкой «**Камера**» с записью их в кольцевой банк, параллельно происходит визуализация этих кадров на экране монитора в формате 1к\*1к. Формат кадра отображается на индикаторной панели вместе с количеством кадров в серии.

При нажатии на кнопку «STOP» происходит переход от захвата кадров к циклическому просмотру кадров, находящихся в кольцевом банке, т.е. последних **n** секунд захвата кадров до момента остановки. Повторный запуск захвата происходит при нажатии на кнопку «**Камера**», при этом система возвращается в состояние просмотра текущих кадров изображения с камеры.

AS\_SDE-1k позволяет работать, захватывать каждый 1-ый, 2-ой, 3-тий, ...n-ый кадр (функция InterFrame), т.е. исходная частота 25/30 кадров/сек делится на натуральные числа от 1 до n, при этом используются не все значения натурального ряда. Далее Inter-Frame пересчитывается в элемент интерфейса «Кадр/с» в области "Съемка серии". Функция активна при «Камера» и при «Съемка».

Fig. 19. Интерфейс Съемки блока AS Grab1k.

Процедура съемки Серии, планируемая по времени и скорости съемки (например: Серия = 60 секунд со скоростью 5 кадров/сек), начинается с инициализации «Камера». Начало съемки определяется моментом нажатия на кнопку или педаль «Съемка», а окончание происходит или по истечению времени съемки или, преждевременно, по нажатию на кнопку «STOP» или отпускании педали «Съемка».

Съемка записывается в кольцевой банк, параллельно процесс съемки отображается на экране монитора, по окончанию съемки происходит циклический просмотр снятой Серии.

#### 6.2. Просмотр потока TV кадров в модуле AS SDE-1k.

Снятая **Серия** проигрывается нажатием соответственно на кнопки «**Forward**» (Вперед) и «**Reverse**» (Назад). Остановка проигрывания **Серии** производится путём нажатия на кнопку «**Pause**» (Пауза).

Скорость просмотра устанавливается регулятором «Скорость кадр/с» от максимальной 25/30 кадров/сек до 1 кадр/сек (проигрывается каждый 1-ый, 2-ой, 3-тий, ...n-ый кадр от синхронной скорости 25/30 кадров/сек).

Диапазон проигрывания кадров **Серии** может быть ограничен нажатием на кнопки «**First**» (Начальный) и «**Last**» (Последний) при соответствующей позиции движка шкалы кадров.

Просмотр кадров **Серии** может быть осуществлен так же перетаскиванием с помощью мыши движка шкалы кадров, при этом можно просматривать кадры, находящиеся за пределами значений **«First»** и **«Last»**.

Пошаговое хождение по кадрам в прямом и обратном направлениях производится соответственно через кнопки «StepF» (Шаг Вперед) и «StepR» (Шаг Назад), при этом так же можно просматривать кадры, находящиеся за пределами позиций «First» и «Last».

Создание одиночных 12-ти битных (в 16-ти битах) кадров производится путем нажатия на кнопку «**Снимок!**». Это возможно в следующих случаях:

- а. В режиме «**Камера**», при непрерывном захвате кадров, с выбором типа объекта съемки:
  - Статический (накопление 16-ти TV кадров).
  - *Медленный* (накопление 8-ми TV кадров).
  - *Средний* (накопление 4-х TV кадров).
  - *Быстрый* (без накопление TV кадров).
- b. В режиме «**Просмотр**» снятой **Серии** захват кадров производится без накопления TV кадров (только в режиме *Быстрый*).



Fig. 20. Интерфейс Просмотра блока AS\_Grab1k.



#### 6.3. 16 битная потоковая обработка реального времени в модуле AS SDE-1k.

В модуле **AS\_SDE-1k** реализована полноценная 16 битная потоковая обработка, обеспечивающая качественную визуализацию реального времени как в режиме «**Камера**», так и в режиме «**Просмотр**»:

#### 6.3.1. 16-ти битные линейные и нелинейные преобразования.

- 1. 16-ти битный S-образный LUT реального времени, выполняющий функции:
  - а. Приведенная 16-ти битная яркость **Level**, имеет регулятор уровня в диапазоне от -48 до +48, нажатием на значок яркости приводит регулятор **Level** в положение "**0**".\*
  - b. Приведенная 16-ти битная контрастность **Windows**, имеет регулятор уровня в диапазоне от -43 до +43, нажатием на значок контрастности приводит регулятор **Level** в "**0**" положение.\*
  - с. **S-LUT** (непосредственно специальная автоматическая гамма коррекция изображений) при значениях регуляторов **Level** и **Windows** отличных от "**0**".
    - \* При одновременном нулевом положении регуляторов **Level** и **Windows** функция 16-ти битного преобразования становится линейной и гамма коррекция **S-LUT** отключается.
- 2. 16-ти битный переворот изображения TV потока в реальном времени, осуществляемый по кнопкам **FlipH** и **FlipV**, соответственно по горизонтали и вертикали.

#### 6.3.2. 16-ти битная потоковая матричная фильтрация.

- 1. 16-ти битный взвешенный потоковый фильтр резкости "FSh" конечной фильтрации кадров. Степень воздействия определяется регулятором "F", работающим в диапазоне от 0 до 100. При нажатии на икону "F" регулятор приводится в положение "0", что соответствует исключению фильтра из процесса обработки.
- 2. Специализированный 16-ти битный взвешенный градиентный фильтр "FSb" первичной фильтрации. Степень воздействия определяется регулятором "S", работающим в диапазоне от 0 до 100. При нажатии на икону "S" регулятор приводится в положение "0", соответствующем исключению фильтра из процесса обработки. Для работы градиентный фильтра "FSb" требуются значительные, практически удвоенные, вычислительные ресурсы, поэтому поставляется «FSb» только опционно \*\* в специальной конфигурации станций TV оцифровки AS SDE-1k.

\*\* Опция «Градиентный Фильтр», поставляется только по договоренности вместе со станцией AS\_SDE-1k.

#### 6.3.3. 16-ти битная **DSA** опция реального времени модуля **AS SDE-1k** (**Опция**\*\*\*).

16-ти битная **DSA** опция реального времени активна в режиме «**Камера**» и при проигрывании в режиме «**Просмотр**». При нажатии на кнопку "**DSA**" обеспечивается автоматическое маскирование до 4-х 12-ти битных кадров и последующая 16-ти битная субстракция реального времени кадров форматом 1024\*1024\*12b (в 16b) при 25 кадров в секунду включительно.

В режиме **DSA** все функции – **Level, Windows, S-LUT**, **FlipH, FlipV**, фильтры **FSb** и **FSh** могут быть задействованы в потоковую обработку. Режим **DSA** добавляет требования к вычислительным ресурсам.

\*\* Опция «**DSA**», поставляется только по договоренности вместе со станцией **AS SDE-1k**.

#### 6.4. Конвертация в DICOM снятых серий и кадров в модуле AS SDE-1k.

Снятый **Кадр** отображается на экране монитора, для создания **DICOM** файла требуется подтверждение пользователя. Созданные **DICOM** файлы сохраняются в директории **DICOM\_AS** в директории пациента "**Patient Code + Birth date"** (Код пациента + дата рождения) для последующего просмотра и импорта в **GDB**. Создание **DICOM** файла **Серии** из выбранного промежутка кадров возможно в режиме просмотра снятой **Серии** при нажатой кнопке «**Pause**». Создание **DICOM** файла **Серии** происходит по нажатию на кнопку «**DICOM series**» и требует от пользователя подтверждения операции ввиду большого размера получаемого **DICOM** файла.

В создании **DICOM** файла **Серии** задействует все ресурсы процессора для конвертирования в **DICOM** формат (ввиду большого объема конвертируемых данных в сотни мегабайт), при этом до момента окончания процесса конвертирования доступ к камере будет закрыт.

Созданные **DICOM** файлы **Серий** сохраняются в директории **DICOM\_AS** для последующего просмотра и импорта в **GDB** санкционированным пользователем.

Всё установки по наладке взаимодействия платы захвата изображения с модулем **AS\_SDE-1k** производится сервисным инженером через вызов кнопки «**Сервис**».

### 6.5. 2-ух мониторная визуализация TV оцифровки (Опция\*\*\*\*).

Возможен параллельный показ на дополнительном (втором) мониторе режима съемки с камеры и режима показа серии кадров в реальном масштабе времени. Для этого необходим заказ станции оцифровки специальной конфигурации, поддерживающей параллельную обработку и вывод на два монитора одновременно.

\*\*\*\* Опция «2-ух мониторная визуализация TV оцифровки», поставляется только по договоренности вместе со станцией AS SDE-1k.

#### 6.6. Поддержка Графической Базы Данных для модуля AS SDE-1k.

При работе с новым пациентом необходимо активировать «Новый пациент». При этом позиции интерфейса, связанные с «Пациентом» будут обнулены. Позиции «Клиника» и «Отделение» устанавливаются из конфигурационного файла сервисным инженером.

\_ 🗆 × 💳 Центр управления Поиск Пациента ациент По ФИО 🕦 Выбрать Отказаться ФИО По Коду Василий Киндинов ФИО Пол Дата рождения Номер карты PATIENT'S NAME VASC/KIDNEY Пациент амбулаторный 12.06.1938 Дата рождения Новый Пациент 30.12.1899 15 Мужской ○ Женский ○ Другой 555 27.12.1954 Василий Киндинов 27.12.1954 30.12.1899 PATIENT'S CODE 陷 Найти в GDB 32 Demo Philips RGB 3D 01.03.1930 **М** Очистить 333 Пациент Петра Алексеевича 29.04.1939 666 Николаев Иван Иванович 06.06.1998 Формат изображения US33 Галкина Мария Дмитриевна 01.01.1900 512 x 512 1024 x 1024 Fxit Перейти к Съемке

Fig. 21. Интерфейс "Центр управления" модуля AS SDE-1k.

**Центр управления** модуля **AS\_SDE-1k** имеет минимальную и максимальную конфигурацию (когда подключена База Данных **GDB**, расположенная в правой части интерфейса).

**ФИО,** Дата рождения, Пол и Patient's Code исследуемого пациента вводятся или вручную, или по кнопке «Найти в GDB» выбирается из Базы Данных GDB, если он уже был зарегистрирован ранее. При выборе из GDB автоматом правильно заполняются вышеуказанные позиции ввода. При не правильном ручном вводе или при переходе к новому пациенту все поля ввода можно стереть от старой записи кнопкой «Очистить». Данные о пользователе автоматически определяются его ролью в базе данных и паролем входа в систему.

Формат кадра модуля AS SDE-1k зависит от выбранного типа исследования и принимает значения:

- 1024\*1024\*12b => основной формат съемки по умолчанию.
- 512\* 512\*12b => формат съемки при сверх длительных процедурах применение не желательно (в 4 раза больше по времени).

По кнопке «Перейти к Съемке» модуль переходит в состояние визуализации на просмотр TV изображения.

#### Finish